

APLW 013/1

Oberkorb

bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 051



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115526 / Materialnummer: 11104610 / Alte Materialnummer: 69301301D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	534
Aussenmass, Nettotiefe in mm	569
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,88
Bruttogewicht in kg	8,28
Beipack	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	42