

APLW 013/2

Oberkorb

bestückt mit 32 Injektordüsen APLW 051 und 10 Injektordüsen APLW 055



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115533 / Materialnummer: 11104620 / Alte Materialnummer: 69301302D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	250
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Bruttogewicht in kg	9,00
Beipack	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	32
APLW 055, Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	10