

APLW 014
Oberkorb
mit 20 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115540 / Materialnummer: 11104630 / Alte Materialnummer: 69301400D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
Flaschen [Anzahl]	20
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	20
Rundkolben [Anzahl]	20
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	21
Aussenmass, Nettobreite in mm	20
Aussenmass, Nettotiefe in mm	16
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	340
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,22
Bruttogewicht in kg	6,65