

APLW 017
Oberkorb
mit 121 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet
- 200 x 490 mm Nutzraum

EAN: 4002516115595 / Materialnummer: 11104670 / Alte Materialnummer: 69301700D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	532
Aussenmass, Nettotiefe in mm	560
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	350
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	4,20
Bruttogewicht in kg	7,00