

APLW 018  
Oberkorb  
mit 121 plus 24 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115601 / Materialnummer: 11104680 / Alte Materialnummer: 69301800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	162
Aussenmass, Nettobreite in mm	534
Aussenmass, Nettotiefe in mm	569
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,33
Bruttogewicht in kg	7,76