


APLW 018/1

Oberkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 048 und 24 Injektordüsen APLW 051.

EAN: 4002516115717 / Materialnummer: 11104690 / Alte Materialnummer: 69301801D



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	200
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	6,92
Bruttogewicht in kg	11,42
<b>Beipack</b>	
APLW 051, Injektordüse Ø 4 mm, Länge 110 mm [Anzahl]	32
APLW 048 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	121