


APLW 019/1

Oberkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115731 / Materialnummer: 11104710 / Alte Materialnummer: 69301901D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	200
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	6,64
Bruttogewicht in kg	9,06
Beipack	
APLW 047 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 50 mm [Anzahl]	121