

APLW 020/1

Unterkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115755 / Materialnummer: 11104730 / Alte Materialnummer: 69302001D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	200
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	675
Nettogewicht in kg	8,64
Bruttogewicht in kg	11,26
Beipack	
APLW 047 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 50 mm [Anzahl]	121