

APLW 021

Unterkorb

mit 110 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115762 / Materialnummer: 11104740 / Alte Materialnummer: 69302100D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                          |                          |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | •                        |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                           |                          |
| PLW 6011   | •                        |
| PLW 6111   | •                        |
| <b>Produktkategorie</b>                              |                          |
| Injektorkorb   | •                        |
| Unterkorb  | •                        |
| <b>Produkteigenschaften</b>                          |                          |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff    |
| Farbe  | Edelstahl, Schwarz, Weiß |
| <b>Anwendungsbereich</b>                             |                          |
| Aufbereitung von Laborglas                           | •                        |
| <b>Kapazität</b>                                     |                          |
| Reagenzgläser [Anzahl]                               | 110                      |
| Vials [Anzahl]                                       | 110                      |
| Enghalsgläser [Anzahl]                               | 110                      |
| Flaschen [Anzahl]                                    | 110                      |
| <b>Masse und Gewicht</b>                             |                          |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                          | 575                      |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                        | 504                      |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                         | 450                      |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                         | 355                      |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                       | 562                      |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                        | 615                      |
| Nettogewicht in kg                                   | 5,91                     |
| Bruttogewicht in kg                                  | 8,35                     |