

APLW 021

Unterkorb

mit 110 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115762 / Materialnummer: 11104740 / Alte Materialnummer: 69302100D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	110
Vials [Anzahl]	110
Enghalsgläser [Anzahl]	110
Flaschen [Anzahl]	110
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	575
Aussenmass, Nettobreite in mm	504
Aussenmass, Nettotiefe in mm	450
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,91
Bruttogewicht in kg	8,35