

APLW 022

Unterkorb

mit 70 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115779 / Materialnummer: 11104750 / Alte Materialnummer: 69302200D

| | |
|--|--------------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektorkorb | • |
| Unterkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz, Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Enghalsgläser [Anzahl] | 70 |
| Flaschen [Anzahl] | 70 |
| Erlenmeyerkolben [Anzahl] | 70 |
| Rundkolben [Anzahl] | 70 |
| Masse und Gewicht | |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm | 580 |
| Aussenmass, Nettobreite in mm | 515 |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm | 534 |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm | 355 |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm | 562 |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm | 615 |
| Nettogewicht in kg | 5,83 |
| Bruttogewicht in kg | 8,27 |