

APLW 022

Unterkorb

mit 70 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115779 / Materialnummer: 11104750 / Alte Materialnummer: 69302200D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	70
Flaschen [Anzahl]	70
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	70
Rundkolben [Anzahl]	70
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	580
Aussenmass, Nettobreite in mm	515
Aussenmass, Nettotiefe in mm	534
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,83
Bruttogewicht in kg	8,27