

APLW 023

Unterkorb

mit 56 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115786 / Materialnummer: 11104760 / Alte Materialnummer: 69302300D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	56
Flaschen [Anzahl]	56
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	56
Rundkolben [Anzahl]	56
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	575
Aussenmass, Nettobreite in mm	504
Aussenmass, Nettotiefe in mm	480
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,48
Bruttogewicht in kg	7,91