

APLW 024

Unterkorb

mit 42 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115793 / Materialnummer: 11104770 / Alte Materialnummer: 69302400D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	20
Aussenmass, Nettobreite in mm	21
Aussenmass, Nettotiefe in mm	22
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	352
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	7,66