

APLW 024/1

Unterkorb

bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 052.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115809 / Materialnummer: 11104780 / Alte Materialnummer: 69302401D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	160
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	352
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	8,83
<b>Beipack</b>	
APLW 052 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	42