

APLW 024/3

Unterkorb

bestückt mit 30 Injektordüsen APLW 066 und 12 Injektordüsen APLW 067.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115823 / Materialnummer: 11104800 / Alte Materialnummer: 69302403D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	220
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	352
Aussenmass, Bruttobreite in mm	562
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	13,87
Beipack	
APLW 066 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	30
APLW 067 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	12