

APLW 025

Unterkorb

mit 24 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet
- 230 x 490 mm Nutzraum

EAN: 4002516115830 / Materialnummer: 11104810 / Alte Materialnummer: 69302500D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	136
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	360
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	7,40