

APLW 025/1

Unterkorb

bestückt mit 12 Injektordüsen APLW 056 und 12 Injektordüsen APLW 052.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet
- 230 x 490 mm Nutzraum

EAN: 4002516115847 / Materialnummer: 11104820 / Alte Materialnummer: 69302501D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	24
Rundkolben [Anzahl]	24
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	270
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	570
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	350
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,25
Bruttogewicht in kg	8,39
Beipack	
APLW 052 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	12
APLW 056 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	12