

APLW 026

Unterkorb

mit 20 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115854 / Materialnummer: 11104830 / Alte Materialnummer: 69302600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	20
Flaschen [Anzahl]	20
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	20
Rundkolben [Anzahl]	20
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	570
Aussenmass, Nettobreite in mm	536
Aussenmass, Nettotiefe in mm	516
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	340
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,92
Bruttogewicht in kg	7,40