

APLW 027

Unterkorb

mit 16 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115878 / Materialnummer: 11104850 / Alte Materialnummer: 69302700D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	16
Flaschen [Anzahl]	16
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	16
Rundkolben [Anzahl]	16
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	570
Aussenmass, Nettobreite in mm	536
Aussenmass, Nettotiefe in mm	516
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	340
Aussenmass, Bruttobreite in mm	555
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,74
Bruttogewicht in kg	7,05