


APLW 030/1

Unterkorb

bestückt mit 6 Injektordüsen APLW 067 und 6 Injektordüsen APLW 066.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115915 / Materialnummer: 11104890 / Alte Materialnummer: 69303001D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	12
Flaschen [Anzahl]	12
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	12
Rundkolben [Anzahl]	12
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	235
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	575
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,33
Bruttogewicht in kg	8,55
Beipack	
APLW 066 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	6
APLW 067 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	6