

APLW 031

Unterkorb

mit 9 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



**Image**  
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115922 / Materialnummer: 11104900 / Alte Materialnummer: 69303100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	9
Flaschen [Anzahl]	9
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	9
Rundkolben [Anzahl]	9
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	137
Aussenmass, Nettobreite in mm	535
Aussenmass, Nettotiefe in mm	582
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	565
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,52
Bruttogewicht in kg	6,95