

APLW 032

Unterkorb

mit 121 plus 24 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



**Image**  
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115939 / Materialnummer: 11104910 / Alte Materialnummer: 69303200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	570
Aussenmass, Nettobreite in mm	536
Aussenmass, Nettotiefe in mm	70
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	355
Aussenmass, Bruttobreite in mm	560
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Bruttogewicht in kg	8,31