


APLW 033  
 Auflagegitter  
 um eine ebene Fläche zu schaffen.



- Geeignet für den APLW 000
- Reduzierung der maximalen Beladehöhe um 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materialnummer: 11104930 / Alte Materialnummer: 69303300D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                          |           |
| Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor | •         |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                           |           |
| PLW 6011   | •         |
| PLW 6111   | •         |
| <b>Produktkategorie</b>                              |           |
| Sonstiger Einsatz                                    | •         |
| Unterlegrahmen                                       | •         |
| <b>Produkteigenschaften</b>                          |           |
| Material   | Edelstahl |
| Farbe  | Edelstahl |
| <b>Anwendungsbereich</b>                             |           |
| Aufbereitung von Laborglas                           | •         |
| <b>Masse und Gewicht</b>                             |           |
| Aussenmass, Nettohöhe in mm                          | 444       |
| Aussenmass, Nettobreite in mm                        | 473       |
| Aussenmass, Nettotiefe in mm                         | 60        |
| Aussenmass, Bruttohöhe in mm                         | 190       |
| Aussenmass, Bruttobreite in mm                       | 435       |
| Aussenmass, Bruttotiefe in mm                        | 512       |
| Nettogewicht in kg                                   | 1,22      |
| Bruttogewicht in kg                                  | 2,85      |