


APLW 033
 Auflagegitter
 um eine ebene Fläche zu schaffen.



- Geeignet für den APLW 000
- Reduzierung der maximalen Beladehöhe um 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materialnummer: 11104930 / Alte Materialnummer: 69303300D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Unterlegrahmen	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	444
Aussenmass, Nettobreite in mm	473
Aussenmass, Nettotiefe in mm	60
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	190
Aussenmass, Bruttobreite in mm	435
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	1,22
Bruttogewicht in kg	2,85