


APLW 035

Abdeckung

Höhe 175 mm, zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



EAN: 4002516115977 / Materialnummer: 11104950 / Alte Materialnummer: 69303500D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	175
Aussenmass, Nettobreite in mm	248
Aussenmass, Nettotiefe in mm	248
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	330
Aussenmass, Bruttobreite in mm	312
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	312
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	1,36