

APLW 037
Schutzgitter
höhenverstellbar, zur Fixierung von empfindlichen Spülgut



EAN: 4002516115991 / Materialnummer: 11104970 / Alte Materialnummer: 69303700D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	225
Aussenmass, Nettobreite in mm	369
Aussenmass, Nettotiefe in mm	380
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	350
Aussenmass, Bruttobreite in mm	430
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	1,13
Bruttogewicht in kg	2,82