

APLW 038

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylindern.



- Ausgestattet mit 14 Federhaken mit 175 mm und 14 mit 105 mm Höhe

EAN: 4002516116004 / Materialnummer: 11104980 / Alte Materialnummer: 69303800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	185
Aussenmass, Nettobreite in mm	195
Aussenmass, Nettotiefe in mm	450
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	345
Aussenmass, Bruttobreite in mm	435
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,60
Bruttogewicht in kg	2,41