

APLW 039

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Petrihalbschalen.



- Geeignet für 26 Petrihalbschalen
- Abstand zwischen den Halterungen: 24 mm

EAN: 4002516116011 / Materialnummer: 11104990 / Alte Materialnummer: 69303900D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	83
Aussenmass, Nettobreite in mm	237
Aussenmass, Nettotiefe in mm	430
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	255
Aussenmass, Bruttobreite in mm	410
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	1,17
Bruttogewicht in kg	2,47