


APLW 040

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 100 mm.

EAN: 4002516116028 / Materialnummer: 11105000 / Alte Materialnummer: 69304000D



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	115
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	100
Aussenmass, Nettobreite in mm	220
Aussenmass, Nettotiefe in mm	220
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	330
Aussenmass, Bruttobreite in mm	315
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,47
Bruttogewicht in kg	1,58