

APLW 042

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 200 mm.



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

EAN: 4002516116042 / Materialnummer: 11105020 / Alte Materialnummer: 69304200D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	215
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	202
Aussenmass, Nettobreite in mm	220
Aussenmass, Nettotiefe in mm	220
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	325
Aussenmass, Bruttobreite in mm	305
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	310
Nettogewicht in kg	0,65
Bruttogewicht in kg	1,60