


APLW 043
Deckel
für Einsätze APLW 040–042



EAN: 4002516116059 / Materialnummer: 11105030 / Alte Materialnummer: 69304300D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Deckel	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	15
Aussenmass, Nettobreite in mm	205
Aussenmass, Nettotiefe in mm	205
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	215
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	0,18
Bruttogewicht in kg	0,55