


APLW 044
 Teilungsnetz
 zur Teilung der Grundfläche im APLW 040 – 042.



EAN: 4002516116066 / Materialnummer: 11105040 / Alte Materialnummer: 69304400D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Halterung	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	75
Aussenmass, Nettobreite in mm	205
Aussenmass, Nettotiefe in mm	200
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	215
Aussenmass, Bruttobreite in mm	170
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,60