

APLW 045

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, konusförmig, Ø 2,5 mm, Länge 80 mm.



**Image**  
in progress

- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materialnummer: 11105050 / Alte Materialnummer: 69304500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	15
Aussenmass, Nettobreite in mm	15
Aussenmass, Nettotiefe in mm	90
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	40
Aussenmass, Bruttobreite in mm	65
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,02