

APLW 050
 Injektordüse
 mit Kunststoffstütze, sternförmig, Ø 4 mm, Länge 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materialnummer: 11105100 / Alte Materialnummer: 69305000D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 5 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	33
Aussenmass, Nettobreite in mm	37
Aussenmass, Nettotiefe in mm	77
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	40
Aussenmass, Bruttobreite in mm	65
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,03