

APLW 054

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, sternförmig mit Arretierung, Ø 6 mm, Länge 135 mm.

EAN: 4002516116141 / Materialnummer: 11105140 / Alte Materialnummer: 69305400D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	75
Aussenmass, Nettobreite in mm	75
Aussenmass, Nettotiefe in mm	144
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03