

APLW 055

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, sternförmig mit Arretierung, Ø 6 mm, Länge 175 mm.

EAN: 4002516116158 / Materialnummer: 11105150 / Alte Materialnummer: 69305500D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	75
Aussenmass, Nettobreite in mm	75
Aussenmass, Nettotiefe in mm	182
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03