

APLW 058

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung, Ø 6 mm, Länge 135 mm.

EAN: 4002516116240 / Materialnummer: 11105180 / Alte Materialnummer: 69305800D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	76
Aussenmass, Nettobreite in mm	76
Aussenmass, Nettotiefe in mm	151
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,11