

APLW 059

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung mit Arretierung, Ø 6, Länge 225 mm.

EAN: 4002516116257 / Materialnummer: 11105190 / Alte Materialnummer: 69305900D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	77
Aussenmass, Nettobreite in mm	77
Aussenmass, Nettotiefe in mm	258
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Bruttogewicht in kg	0,12