

APLW 062

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Flaschenhalsaufnahme, sternförmig, Ø 6, Länge 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Materialnummer: 11105220 / Alte Materialnummer: 69306200D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm
- Mit Arretierung

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	76
Aussenmass, Nettobreite in mm	76
Aussenmass, Nettotiefe in mm	145
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	80
Aussenmass, Bruttobreite in mm	95
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,07