

APLW 066  
 Injektordüse  
 mit Halterung Ø 6 mm, Länge 175 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN: 4002516116325 / Materialnummer: 11105260 / Alte Materialnummer: 69306600D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	75
Aussenmass, Nettobreite in mm	75
Aussenmass, Nettotiefe in mm	182
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,08