

APLW 067
 Injektordüse
 mit Halterung Ø 6 mm, Länge 225 mm.

EAN: 4002516116332 / Materialnummer: 11105270 / Alte Materialnummer: 69306700D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	70
Aussenmass, Nettobreite in mm	70
Aussenmass, Nettotiefe in mm	235
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	180
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09