

APLW 068  
 Injektordüse  
 mit Halterung Ø 6 mm, Länge 275 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN: 4002516116349 / Materialnummer: 11105280 / Alte Materialnummer: 69306800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	70
Aussenmass, Nettobreite in mm	85
Aussenmass, Nettotiefe in mm	287
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	55
Aussenmass, Bruttobreite in mm	100
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	300
Nettogewicht in kg	0,09
Bruttogewicht in kg	0,15