

APLW 069

Injektordüse

mit Edelstahlauflage, Ø 8 mm, Länge 255 mm.

EAN: 4002516116356 / Materialnummer: 11105290 / Alte Materialnummer: 69306900D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	87
Aussenmass, Nettobreite in mm	87
Aussenmass, Nettotiefe in mm	263
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	250
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09