

APLW 070

Injektordüse

mit Edelstahlauflage, Ø 8 mm, Länge 320 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

EAN: 4002516116363 / Materialnummer: 11105300 / Alte Materialnummer: 69307000D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	87
Aussenmass, Nettobreite in mm	87
Aussenmass, Nettotiefe in mm	330
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	108
Aussenmass, Bruttobreite in mm	117
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	305
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,19