

APLW 071

Injektordüse

mit Halterung für Messzylinder bis Ø 105 mm und Injektordüsen Ø 8, Länge 320 mm.

EAN: 4002516116370 / Materialnummer: 11105310 / Alte Materialnummer: 69307100D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet z. B. für Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Auflagefläche an Düsenspitze, Ø 17 mm

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Grau
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	120
Aussenmass, Nettobreite in mm	120
Aussenmass, Nettotiefe in mm	330
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	125
Aussenmass, Bruttobreite in mm	165
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht in kg	0,24
Bruttogewicht in kg	0,38