

APLW 085

Flaschenhalsaufnahme

Ø 33 mm, für Injektordüsen Ø 6 mm.



EAN: 4002516116615 / Materialnummer: 11105450 / Alte Materialnummer: 69308500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Masse und Gewicht</b>	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	25
Aussenmass, Nettobreite in mm	25
Aussenmass, Nettotiefe in mm	42
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,02