

APLW 090

Aufnahme

für Pipetten mit max. 14 mm und minimal 4 mm Durchmesser.



EAN: 4002516116684 / Materialnummer: 11105500 / Alte Materialnummer: 69309000D

Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Aufnahme	•
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	20
Aussenmass, Nettobreite in mm	20
Aussenmass, Nettotiefe in mm	20
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	120
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00