

APLW 092

Blindstopfen

zum Verschliessen von nicht genutzten Öffnungen an Beladungsträgern.

EAN: 4002516116714 / Materialnummer: 11105520 / Alte Materialnummer: 69309200D



Produktzugehörigkeit	
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	12
Aussenmass, Nettobreite in mm	12
Aussenmass, Nettotiefe in mm	15
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	12
Aussenmass, Bruttobreite in mm	80
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,00