

A 840/1

Injektordüse

mit Kunststoffauflagen, Düsendurchmesser 6, Länge 130 mm, 5 Stück.



- Geeignet für Injektorwagen und -körbe, schraubbar
- Bestandteil des EasyLoad-Systems
- Verpackungseinheit mit fünf Düsen
- Ideal für Spülgut mit Öffnungsweiten von 12 bis 85 mm
- Durchmesser der Kappe oben: 11 mm

EAN: 4002516188803 / Materialnummer: 11112600 / Alte Materialnummer: 69684001D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Grossraum Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Masse und Gewicht	
Aussenmass, Nettohöhe in mm	130
Aussenmass, Nettobreite in mm	92
Aussenmass, Nettotiefe in mm	86
Aussenmass, Bruttohöhe in mm	107
Aussenmass, Bruttobreite in mm	130
Aussenmass, Bruttotiefe in mm	195
Nettogewicht in kg	0,13
Bruttogewicht in kg	0,24